



MEDICAL SUPPLIES

Especificaciones Técnicas

Filtro Antibacterial HMEF



Descripción

Dispositivo médico desechable, utilizado como intercambiador de calor y humedad, así como de filtro antibacterial y antiviral. Su uso es exclusivo por paciente de servicio de cuidados intensivos y anestésicos. Protege eficientemente al paciente, personal sanitario y equipos de ventilación y anestesia, de microorganismos alojados en las vías respiratorias y en el ambiente hospitalario.

Tipo de conservación

Debe ser almacenado en ambiente seco, libre de humedad, evitando el contacto directo de la luz solar y temperaturas extremas.

Composición

Dispositivo elaborado en un material de celulosa enrollado en forma espiral para actuar como intercambiador de calor y humedad. Posee una capa filtrante de material electrostático. Los conectores consisten en macho y hembra coaxial de 22 mm y conector hembra y macho de 15 mm. en el puerto de conexión al paciente y a la máquina. Un puerto de muestreo a gas, que se ocaliaz al lado de la máquina del filtro HMEF.

Modo de esterilización

Oxido de Etileno (EO)

Observaciones

Descartar luego de usar. No usar si el paquete está abierto o dañado. Utilizar siempre un filtro HMEF nuevo con cada paciente, procurando cambiarlo cada 24 horas o antes de ser necesario.