



Especificaciones Técnicas

Mascarilla para oxígeno con reservorio



Descripción

Dispositivo médico desechable para usar y administrar oxígeno de altas concentraciones. Consiste en una mascarilla facial, con válvula unidireccional que permite la salida del oxígeno puro. Incluye bolsa reservorio de 750ml. Entre inspiración y espiración se cierra para evitar la mezcla con los gases espirados.

Su fabricación es anatómica, que cubre nariz y boca hasta debajo de la barbilla del paciente, con bandas elásticas y clip para la nariz que asegura un mejor ajuste.

Indicaciones

El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación. Al seleccionar un flujo de oxígeno es importante considerar las reservas disponibles en relación al tiempo de traslado. Por ejemplo, si se dispone de un tubo de oxígeno de 0,5m³, que contiene 500 lts de oxígeno y graduamos el flujo a 15 lts/minuto, consumirá una carga de 33 minutos.

Observaciones

Descartar luego de usar. No usar si el paquete está abierto o dañado. Cada caja contiene 50 unidades. Dimensiones de 38x33x28. Libre de latex.

Tipo de conservación

Almacenar en ambiente seco, evitar el contacto con la luz solar directa, temperaturas extremas y altos niveles de humedad.