



MEDICAL SUPPLIES

Especificaciones Técnicas

Mascarilla desechable



Descripción

Mascarilla facial médica desechable con 3 pliegues. La mascarilla médica contiene una capa de alto filtrado estático para bloquear micropartículas de polvo, bacterias, contaminantes, gérmenes y aerosoles. Además, incluye barra para ajuste nasal.

Tipo de conservación

Almacenar en ambiente seco, evitar el contacto con la luz solar directa, temperaturas extremas y altos niveles de humedad.

Características

El material de cada capa es:

1era capa: SPP 25g/m²

2da capa: Melt Blown 25g/m²

3era capa: SPP 25g/m²

Dimensiones: 175 x 95 mm.

Filtro (BFE): > 95%

Peso: 2,9 - 3,2 grs/unidad

Observaciones

Verificar fecha de vencimiento antes de utilizar. Descartar luego de usar de acuerdo a los protocolos instaurados por la institución. No usar si el paquete está abierto o dañado. Cada caja contiene 50 unidades.