



MEDICAL SUPPLIES

Especificaciones Técnicas

Silla de Ruedas Geriátrica



Descripción

Ancho	45cm
Tamaño plegado	70/25/85
Embalaje	73/26/90
Peso bruto	13 kg
Peso neto	11 kg
Peso carga max.	130 kg

Tamaño rueda trasera 16"
Tamaño rueda del. 6"

Material

Estructura	Acero, doble refuerzo cruzado.
Brazo	Almohadilla del reposabrazo de ABS.
Colores	Caqui, azul y negro.



Características

Manga nivelada:

Ayuda a subir obstáculos fácilmente mientras conduces. Incluye freno de asistente en manillar.

Cinturón de seguridad:

Cinturón ajustable al tipo de cuerpo del usuario.

Material respirable:

Almohadilla respirable, con protección contra suciedad, abrasión y dolor.

Freno de mano:

Sistema de frenado ajustable a la necesidad del usuario; acelerar y frenado.

Pedal plegable:

Material resistente y durable